

## 10) Ortéza kolenní návleková s výztuhou elastická – zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.: .....

### Popis výrobku:

Ortéza kolenní návleková je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Je vyrobená z elastického materiálu s boční planžetovou výztuhou, s otvorem pro patelu. Ortéza kolene je vybavená suchými zipy a tím zpevňuje a fixuje koleno.

### Použití:

Používá se u femeropatelní poruchy, chondropatie česky, patelární subluxace, patelo-femorální bandáže – vykloubení, pohmoždění kolena, poranění předního zkříženého vazy a dalších.

### Aplikace:

Povolte pásky na suchý zip, ortézu Navlékněte přes kolenní kloub.

*Stáhněte pásky na suchý zip ve stehenní a bérkové části dolní končetiny.*

### Údržba:

*Ortézu je možno prát ve vlažné vodě jemným čisticím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, které by mohlo dráždit kůži. Nechte volně uschnout na vzduchu. Ortézu neperte v pračce. Nesušte v sušičce, ani poblíž tepelného zdroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani bělidla. Na výrobku neprovádějte neodborné úpravy.*

### Poučení:

*Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se uchovat si stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého ortotika, zda je to možné. Ortéza je zdravotnický prostředek, proto je nepřijatelné, aby byly na něm prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace.*

*Nepřikládejte výrobek na otevřené rány.*

*Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcí a příslušnému orgánu ([www.sukl.cz](http://www.sukl.cz))*

### Likvidace zdravotnického prostředku:

*Zdravotnický prostředek, který byl vyřazen z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou pomůcku můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.*

### Záruka:

*Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).*

### Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu

- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do výrobku
- opotřebením obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.

Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

#### Kontrola:

Po převzetí zdravotnického prostředku navštivte svého odborného lékaře, který si ověří, zda byl splněn jeho požadavek na léčebnou funkci a stanoví režim nošení pomůcky.

#### Skladování:

Ortézu uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte před sluncem.

Třída rizika: I neměřící, nesterilní